

■ スペック

型式	採水量 ※1 (L/h at25°C)	外形寸法(mm)			運転質量 (kg)	電源 (V)	消費電力 (VA)	UV	TOC計	処理水水質
		W	D	H						
PR-0015 $\alpha$ -001	15	354	335	448	約25	AC100~240	130	-	-	JIS K0557 A3
PR-0015 $\alpha$ -X01	60 (=1L/min)	354	335	448	約28		130	○	-	JIS K0557 A4
PR-0015 $\alpha$ -XT1	60 (=1L/min)	354	335	448	約28		130	○	○	

※-X01/-XT1の採水量は専用ディスペンサーを用いた場合の数値です。

■ オプション(純水タンク)

公称容量 (L)	外形寸法(mm)			運転質量 (kg)
	W	D	H	
20	255	455	542	約32
30	465	419	826	約47
60	465	419	1091	約77
100	465	419	1526	約122

■ オプション(ディスペンサー)

外形寸法(mm)			運転質量 (kg)
W	D	H	
201	492	841	約10